

# 实验室共享系统操作说明

2022年10月

1、预约：登录<http://10.20.123.242/lims/login>

登录名：手机号

初始密码：Aa123456

第一次登不上多试几次，保证网络稳定

要求在杭高院内网络登录

### 注意：

- 只能在预约的时间段内登录使用
- 账号只能本人使用
- 不允许使用其他人的账号预约、不允许给其他人预约
- 违规者记一次警告，累计三次警告停用仪器两周至四周，并写检查请课题组长签字（不允许电子签或印章）后，才能允许继续使用平台仪器。屡禁不止者，将在学院通报批评。

KONG  
LABSCOUT LIMS-CF

用户登录

记住登录 [忘记密码?](#)

[没有账号? 点击注册](#)

如果之前没有注册过账号的同学可以点击注册



勾选我已阅读过此注册须知



选择注册新用户，登录账号填写**手机号**，密码自行设置，设置后点击下一步



接下页



填写个人信息，选择对应的人员类型和课题组，点击下一步



填写电子邮箱和联系电话，地址无需填写，填写后点击提交



提交成功后显示账号注册成功，联系管理员激活，**同时填写学号或者工号（必填，其余可不填），点击保存**。填写完成后告知管理员老师，管理员老师会帮你激活

注册

注册新用户 注册新课题组

1 2 3

登录信息 个人信息 联系方式

\* 姓名 张三

\* 人员类型 硕士研究生

\* 课题组 XXX课题组

返回上一步 下一步

注册

注册新用户 注册新课题组

1 2 3

登录信息 个人信息 联系方式

\* 电子邮箱 电子邮箱

\* 联系电话 联系电话

地址 地址

返回上一步 提交

KONG 张三 个人主页

您好, 帐号注册成功, 请您联系管理员进行激活.

1. 登录信息  
登录帐号 20111115211636 @ 本地用户

2. 个人信息  
\* 姓名 张三  
性 别 --  
\* 人员类型 硕士研究生  
组织机构  
\* 学号/工号  
专 业  
单位名称  
\* 课题组 生命与健康科学学院  
所在时间

3. 联系方式  
\* 电子邮箱 17805053349@163.com  
\* 联系电话 17805053349  
地 址

保存

release-3.3.0 support@geneegroup.com 基理科技 © 2022 版权所有. 保留所有权利. 2022/10/19 11:04:36

## 2、资源管理→仪器管理→找到相应仪器点击预约

KONG

沈利叶 个人主页

人员管理

资源管理

仪器管理

辅助管理

数据中台

其他

客服: 400-017-5664 语言 中文

普通用户

### 仪器管理

正常设备 [40] 故障设备 [0] 废弃设备 [0]

仪器名称  仪器编号  高级搜索

共有40台仪器, 16台仪器正在使用 1 2 下一页 尾页 >

仪器编号	仪器名称	放置地点	当前使用者	控制方式	联系人	操作
20211227005ls	蛋白纯化系统 (Cytiva(GE) AKTA pure 25M) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	肖扬		肖扬	关注
20211227002ls	多标记微孔板检测仪 (Perkin Elmer Envision) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	肖扬		肖扬	关注
20211227003ls	多功能影像扫描分析仪 (Cytiva(GE) Amersham Typhoon) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	沈利叶		沈利叶	取消关注
20211227001ls	非接触式全自动超声破碎仪 (Covaris S220) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A132	技术支持		肖扬	关注
2021132501	高通量化学发光成像分析系统 (赛智 Mini Chemi 610 plus) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	沈利叶		沈利叶	取消关注
2021243200	激光共聚焦显微成像系统徕卡S5 (Leica STELLARIS 5) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	沈利叶		沈利叶	取消关注
2021243000	激光共聚焦显微镜 蔡司 (Zeiss LSM900) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	沈利叶		沈利叶	取消关注
2021173000	流式细胞分选仪BD Aria III (355) Fluorescence Activating Cell Sorter BD Aria III (355) (BD Aria III (355) ) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A131	技术支持		王赛玉	关注
20211227004ls	生物大分子分析仪 (Perkin Elmer LabChip GX Touch 24)	博学楼1A106	肖扬		--	关注
2021148600	实时荧光定量PCR仪 q3 (ThermoFisher Q3) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	肖扬		肖扬	关注
2021183200	实时荧光定量PCR仪 q6 (ThermoFisher Q6) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A106	肖扬		肖扬	关注
2021247000	芯片式流式细胞仪 (Sony MA900) <input type="button" value="预约"/>	博学楼1A131	技术支持		王赛玉	关注

release-3.3.0 support@geneegroup.com

基理科技 © 2022 版权所有. 保留所有权利. 2022/10/09 15:10:21

3、直接点击下拉选择需要使用的仪器，或者点击添加预约。

注意：拥有独立操作权限人员可以预约任意时间，其余人员可在工作日预约。

The screenshot displays the KONG reservation system interface. The top navigation bar includes the KONG logo, user information (沈利叶, 普通用户), and a language dropdown set to 中文. Below the navigation bar, there are tabs for 常规, 使用预约, 使用记录, 使用收费, 状态记录, and 公告. The main content area shows a calendar for the period 2022/10/09 - 2022/10/15. The calendar is currently in '周' (Week) view. The '添加预约' (Add Reservation) button is highlighted with a red box. The calendar grid shows time slots from 1:00 to 11:00 for each day of the week. The '预约资格自检' (Check Reservation Eligibility) button is also visible.

	周日 10/09	周一 10/10	周二 10/11	周三 10/12	周四 10/13	周五 10/14	周六 10/15
1:00							
2:00							
3:00							
4:00							
5:00							
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							

4、选择起始使用日期和结束时间，选择好点击确定，确定后点击保存。

添加使用预约

预约信息 \* 必填项

主题 关联项目

仪器使用预约 --

起始时间 结束时间

2022-10-11 04:17:19 2022-10-11 06:11:07

<< < 2022年 10月 > >>

日	一	二	三	四	五	六
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

选择时间 清空 现在 确定

保存 取消

预约成功后显示该时段已被预约，如图所示，预约成功后其他实验人员不能重复预约该时段。

The screenshot displays a reservation management interface. On the left is a green sidebar with the 'KONG' logo and navigation options: 沈利叶 (Sheng Liye), 个人主页 (Personal Home), 人员管理 (Personnel Management), 资源管理 (Resource Management), 仪器管理 (Instrument Management), 辅助管理 (Auxiliary Management), 数据中台 (Data Middle Platform), and 其他 (Other). The main area shows a calendar for the period from 2022/10/09 to 2022/10/15. The calendar grid has columns for each day and rows for time slots from 5:00 to 17:00. A reservation is visible on Wednesday, 10/12, from 10:01 to 11:00, with the text '上午 10:01' and '沈利叶 - 17816762011'. At the top right, there are options for '预约资格自检' (Check reservation qualifications), '+ 添加预约' (Add reservation), '导出' (Export), and '打印' (Print). The bottom of the page shows version information 'release-3.3.0 support@geneegroup.com' and a copyright notice '基理科技 © 2022 版权所有. 保留所有权利. 2022/10/09 16:07:32'.

	周日 10/09	周一 10/10	周二 10/11	周三 10/12	周四 10/13	周五 10/14	周六 10/15
5:00							
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
10:01				上午 10:01 沈利叶 - 17816762011			
11:00							
中午							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							



## 5、预约后登录、使用仪器

IC卡不用输入

用户名为账号（目前账号为手机号）

初始密码为Aa123456

**注意：**

- 只能在预约的时间段内登录
- 电脑开机后等待几分钟登录系统后再使用仪器



6、登录成功后，app会悬挂在界面上


实验完成后，通过网页登录系统仪器电脑内浏览器已设书签上传文件按钮上传实验数据**建议尽量存在一个文件夹中进行压缩（不能上传文件夹，只能上传压缩后的文件压缩包，目前能上传文件压缩包大小为5G）**

辅助管理 → 文件系统

lab：实验室文件夹，同一个课题组均能看见

private：个人文件夹，只有自己能见

public：公共文件夹，所有人均能看见



文件名称	更新时间	占用空间
lab	09/25 17:49:20	
private	09/25 15:42:16	
public	07/08 00:22:19	

7、上传后，点击悬浮窗口开关键退出，等待下一位用户登录；或根据管理员老师的要求关机

